

اندازه گیری حجمها و ظرفیتهای تنفسی (اسپیرومتری (SPIROMETRY)

آزمایش شماره ۱:

آزمایشات این قسمت در تحت سه عنوان انجام می شوند:

الف- اندازه گیری حجم های استاتیک ریه (Static Lung Volumes)

ب- اندازه گیری بازدم سریع در ثانیه اول (FEV_1)

ج- اندازه گیری حداکثر شدت جریان میان بازدمی (MMEF)

الف- اندازه گیری حجمهای استاتیک ریه

منظور از این آزمایش اندازه گیری حجمها و ظرفیت های تنفسی است که توسط دستگاه اسپرومتر اندازه گیری می شوند.

تعریف حجمهای ریوی:

۱- حجم جاری یا هوای جاری ($Tidal Volume=TV$): مقدار هوایی است که در جریان یک دم یا بازدم عادی وارد ریه ها یا از آن خارج میشود و مقدار آن برابر با ۵۰۰ سانتیمتر مکعب میباشد.

۲- حجم ذخیره دمی ($Inspiratory Reserve Volume= IRV$): حداکثر هوایی است که در پایان یک دم عادی میتوان با یک دم عمیق وارد ریه ها کرد و مقدار آن در حدود ۳۰۰۰ سانتیمتر مکعب میباشد.

۳- حجم ذخیره بازدمی (Expiratory Reserve Volume= ERV): حداکثر هوایی است که در پایان یک بازدم عادی میتوان با یک بازدم عمیق از ریه ها خارج کرد و مقدار آن در حدود ۱۵۰۰-۱۰۰۰ سانتیمتر مکعب میباشد..

۴- حجم باقیمانده (Residual Volume= RV) مقدار هوایی است که پس از یک بازدم عمیق در ریه ها باقی می ماند و هیچ گاه نمیتوان آن را با عمیق ترین بازدم از ریه ها خارج نمود و مقدار آن ۱۲۰۰ میلی لیتر می باشد.

تعریف ظرفیتهای ریوی:

مجموع چند حجم ریوی را ظرفیت ریوی مینامند:

۱- ظرفیت حیاتی (Vital Capacity = VC): حداکثر هوایی است که پس از یک دم عمیق میتوان با نیروی هرچه تمامتر با یک بازدم عمیق از ریه ها خارج کرد و مقدار آن برابر با مجموع حجم جاری، حجم ذخیره دمی و حجم ذخیره بازدمی است ($VC=TV+IRV+ERV$) که در مردها به طور متوسط ۴۶۰۰ سانتیمتر مکعب می باشد.

۲- ظرفیت کل ریوی (Total Lung Capacity = TLC) مقدار کل هوایی است که پس از یک دم عمیق در ریه ها وجود دارد و مقدار آن برابر مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقیمانده است ($TLC=VC+RV$) و در یک مرد بالغ ۵۸۰۰ سانتیمتر مکعب است.

۳- ظرفیت دمی (Inspiratory Capacity = IC): حداکثر هوایی است که پس از یک بازدم عادی میتوان وارد ریه ها کرد و برابر با مجموع حجم جاری و حجم ذخیره دمی است ($IC=TV+IRV$).

۴- ظرفیت باقیمانده عملی (Functional Residual Capacity=FRC): مقدار هوایی است که در پایان یک بازدم عادی در ریه ها باقی میماند و مجموع حجم ذخیره بازدمی و حجم باقیمانده است ($FRC=ERV+RV$).

تمام حجمها و ظرفیتهای ریوی در زنها در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از مردها می باشد.

شرح دستگاه اسپرومتر:

حجمها و ظرفیتهای تنفسی را توسط اسپرومتر اندازه گیری می کنند، اسپرومتر شامل یک استوانه دو جداره است که بین دو جدار آن آب می ریزند و یک سرپوش استوانه ای شکل سبک، به طور معکوس روی آن قرار گرفته است و توسط زنجیری از روی یک قرقره می گذرد و تعادلش توسط وزنه ای حفظ می شود . در داخل اسپرومتر مخلوطی از گازهای قابل استنشاق (هوا یا اکسیژن) وجود دارد، دو لوله خرطومی از اسپرومتر خارج میشود و به یک دهانه سه طرفه ختم می گردد، در وسط این دهانه سه طرفه قطعه دهانی قرار می گیرد و در هنگام دم هوای داخل اسپرومتر از طریق یکی از لوله های خرطومی (لوله دمی) به داخل ریه ها وارد میشود و هوای بازدمی از طریق لوله خرطومی دیگر (لوله بازدمی) بداخل اسپرومتر بر می گردد، با هر دم و بازدم سرپوش پائین و بالا می رود و منحنی های تنفسی را روی استوانه ثبات توسط قلم مخصوص رسم می کند، یک میزان الحرارة در محل خروج لوله دمی از استوانه اسپرومتر قرار دارد که درجه حرارت هوای داخل اسپرومتر را نشان می دهد.

روش آزمایش:

۱- کاغذ مخصوص اسپرومتر را به کمک نوار چسب به دور استوانه بپیچید و قلم ثبات را در محل مخصوص قرار دهید.

۲- دهانه سه طرفه را طوری تنظیم کنید تا لوله های دمی و بازدمی به مجرای قطعه دهانی مربوطه گردد.

۳- سرپوش را به کمک دست و به آهستگی چند بار بالا و پائین برده تا هوای زیر سرپوش و داخل لوله ها کاملا تهویه شود.

۴- بعد از این عمل سرپوش را طوری تنظیم کنید که قلم ثبات کمی پائین تر از وسط کاغذ قرار بگیرد

۵- شخص مورد آزمایش روی یک چهار پایه جلوی اسپرومتر مینشیند و پس از چ ند دقیقه استراحت، قطعه دهانی لاستیکی را در دهانش قرار داده و بینی او را با گیره ای ببندید و از او بخواهید که به طور عادی نفس بکشد و چون مجرای مربوط به قطعه دهانی به مجرای مربوط به هوای خارج در ارتباط است، لذا شخص از هوای خارج نفس میکشد پی از چند دقیقه که شخص باین وضعیت عادت کرد با نگاه کردن به حرکات قفسه سینه شخص در پایان یک بازدم عادی دهانه سه طرفه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مجرای مربوط به قطعه دهانی به لوله های دمی و بازدمی مرتبط شود و ارتباط شخص با هوای خارج قطع گردد . سپس با زدن کلید استوانه ثبات را روشن کنید در این حالت شخص تنفس خود را از داخل اسپرومتر انجام می دهد.

در هنگام دم که شخص هوای داخل اسپرومتر را بدرون ریه های خود میکشد سرپوش پائین آمده و قلم ثبات بالا میرود یعنی یک خط بالارو روی کاغذ ثبت میشود و در هنگام بازدم که شخص هوای داخل ریه های خود را به داخل سرپوش باز می گرداند عکس عمل فوق اتفاق می افتد وی یک خط پائین رو بر روی کاغذ ثبت می گردد.

۶- الف: ابتدا چند دم و بازدم عادی انجام دهید سپس در انتهای یک دم معمولی تا آنجا که امکان دارد هوا را بداخل ریه ها بکشید (این حجم نماینده چیست؟).

ب : بلافاصله تمام هوایی را که به ترتیب فوق وارد ریه ها نموده اید تا آنجا که امکان دارد از ریه ها خارج کنید (این حجم نماینده چیست؟).

ج : بعد از چند دم و بازدم عادی، در انتهای یک بازدم معمولی یک بازدم عمیق انجام دهید (این حجم چه نام دارد؟).

با استفاده از ستون مدرجی که در روی کاغذ اسپرومتر قرار دارد مقادیر به دست آمده را محاسبه کرده و حجم کلی ریه ها را به دست آورید.

لازم به تذکر است که در کاغذ مخصوص اسپرومتر، محور افقی نماینده زمان بر حسب ثانیه و محور عمودی نماینده حجم بر حسب سانتیمتر مکعب می باشد

روش محاسبه حجمها و ظرفیتهای ریوی :

۱- ابتدا مقادیر حجمهای جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی را روی درجات عمودی کاغذ تعیین و تعداد تنفس در دقیقه را نیز از روی منحنی بشمارید . ضمناً به توسط میزان الحرارة دستگاه، درجه حرارت اسپرومتر را تعیین کرده، مقدار ضریب تصحیح حجم گاز را به دست آورده و حجمهای مختلف را که از روی منحنی تعیین کرده اید در این ضریب تصحیح ضرب کنید تا مقدار واقعی این حجمها در داخل ریه یعنی در حرارت ۳۷ درجه به دست آید.

با ضرب کردن حجم جاری تصحیح شده در تعداد تنفس در دقیقه مقدار هوایی که شخص در حال استراحت در مدت یک دقیقه نفس میکشد به دست می آید که آنرا حجم در دقیقه در حال استراحت (PMV=Resting Minute Volume) می نامند که مقدار طبیعی آن در مردها ۷ تا ۱۱ لیتر در دقیقه و در زنها ۶ تا ۹ لیتر در دقیقه می باشد.

۲- همان طوریکه قبلاً ذکر شد ظرفیتهای از مجموع چند حجم به دست می آید، بنابراین اگر حجم جاری تصحیح شده و حجم ذخیره دمی تصحیح شده را با هم جمع کنید ظرفیت دمی به دست می آید.

ظرفیت حیاتی برابر با مجموع حجم جاری و حجم ذخیره دمی و حجم ذخیره بازدمی است بنابراین اگر مقدار تصحیح شده این سه حجم را با هم جمع کنید ظرفیت حیاتی به دست می آید. البته ظرفیت حیاتی را می توان به طور مستقیم نیز محاسبه نمود، بدین معنی که می توان فاصله بین دو انتهای فوقانی و تحتانی منحنی دم و بازدم عمیق را از روی منحنی خواند و در ضریب تصحیح ضرب نمود.

ظرفیت حیاتی با قد، سن و جنس شخص بستگی دارد، هر چقدر شخص بلند قدتر باشد ظرفیت حیاتی او نیز بیشتر و هر چه سن بیشتر باشد ظرفیت حیاتی کمتر می شود بر اساس مطالعات گروهی از محققین مقادیر استاندارد ظرفیتهای حیاتی افراد با گروههای سنی مختلف و قدهای متفاوت برای مردها و زنها به طور جداگانه در جداولی منظور شده است که میزان ظرفیت حیاتی به دست آمده از طریق اسپرومتری را با این مقادیر که به نام

مقادیر پیش بینی شده ظرفیت حیاتی، (Predicted Vital Capacity=PVC) است مقایسه می نمایند.

به عنوان مثال در یک مرد ۲۵ ساله با قد ۱۸۰ سانتیمتر میزان ظرفیت حیاتی پیش بینی شده در جدول برابر با ۵۶۲۵ میلی لیتر است و هر گاه ظرفیت حیاتی به دست آمده از این شخص برابر با ۵۱۰۰ میلی لیتر باشد در این صورت می توان مقدار درصد آن را نسبت به حد طبیعی به دست آورد.

$$\begin{array}{r} 100 \\ \times = \% 90/6 \\ \hline 5625 \\ 5100 \end{array}$$

یعنی ظرفیت حیاتی شخص مورد آزمایش به میزان ۹/۴ از صد درصد طبیعی کمتر است، معمولاً حد طبیعی ظرفیت حیاتی در افراد بین ۸۰ تا ۱۲۰ درصد مقدار پیش بینی شده است (۱۰۰±۲۰٪). بنابراین می توان نتیجه گرفت که ظرفیت حیاتی شخص فوق الذکر طبیعی است. ضریب تصحیح حجم گازها در شرائط مختلف:

حجمهائی که توسط اسپرومتر ثبت می شود با مقدار حقیقی آنها در ریه فرق دارد و باید تصحیح شود، زیرا در هنگام اندازه گیری حجمها و ظرفیتهای ریوی درجه حرارت اسپرومتر با درجه حرارت بدن متفاوت است، بنابراین برای به دست آوردن ضریب تصحیح ابتدا شرائط اندازه گیری گازها در زیر ذکر می شود:

۱- شرائط محیط اسپرومتر

(ATPS=Atmospheric Temperature. Pressure Saturated) یعنی فشار هوای محیط، درجه حرارت اسپرومتر یا محیط و درجه اشباع بخار آب (شرایط هوای داخل اسپرومتر).

۲- شرائط بدن (BTPS=Body Temperature, Pressure Saturated) یعنی فشار هوای محیط، درجه حرارت بدن و درجه اشباع از بخار آب، (شرایط هوای داخل ریه ها).

با استفاده از فرمولهایی می توان شرایط محیط اسپیرومتر را به شرایط بدنی با در نظر گرفتن فشار جو) تبدیل نمود.

جدول زیر ضریبهای تصحیح را برای تبدیل حجم هوا از ATPS به BTPS برای فشار هوای متوسط تهران (۶۶۰ میلیمتر جیوه) نشان می دهد:

ضریب تصحیح	درجه حرارت اسپیرومتر
۱/۱۳۷	۱۵
۱/۱۳۱	۱۶
۱/۱۲۶	۱۷
۱/۱۲۰	۱۸
۱/۱۱۴	۱۹
۱/۱۰۹	۲۰
۱/۱۰۳	۲۱
۱/۰۹۸	۲۲
۱/۰۹۳	۲۳
۱/۰۸۶	۲۴
۱/۰۸۰	۲۵
۱/۰۷۴	۲۶
۱/۰۶۸	۲۷
۱/۰۶۲	۲۸
۱/۰۵۵	۲۹
۱/۰۴۹	۳۰

ب - اندازه گیری بازدم سریع در ثانیه اول (Forced Expiratory Volume in First second=FEV₁)

یا ظرفیت حیاتی زمانی (Timed Vital Capacity) :

دم یک عمل اکتیو است که توسط عضلات دم انجام می گیرد اما عمل بازدم پسیو است بدین معنی که ریه های منبسط شده در اثر عمل دم به هنگام بازدم تحت نیروی ارتجاعی خود روی هم قرار می گیرند و در نتیجه هوا را از ریه ها خارج می کنند.

خاصیت ارتجاعی ریه ها دو علت دارد:

۱- الیاف الاستیکی فراوانی در سراسر بافت ریه وجود دارد که در اثر اتساع کشیده شده و تمایل به کوتاه شدن پیدا می کند.

۲- کشش سطحی مایع مفروش کننده حبابچه ها بسبب یار مهم است و سبب تشدید تمایل الاستیکی در آنها شده و نتیجتاً ریه ها را بر روی هم می خواباند.

از آنجا که نیروی ارتجاعی ریه ها در بیماریهای مختلف ریوی تغییر می کند، لذا اندازه گیری قابلیت ارتجاعی آن دارای اهمیت بسزائی است و برای تعیین نیروی ارتجاعی ریه ها از آزمایش بازدم سریع در ثانیه استفاده میشود که به شرح زیر است:

در این آزمایش از شخص خواسته میشود که پس از یک دم عمیق به طور خیلی سریع هوا را از ریه های خود خارج کند و از روی منحنی به دست آمده میتوان هوای خارج شده را در یک زمان معین اندازه گیری کرد که معمولاً هوای خارج شده در ثانیه اول (FEV_1) را اندازه گیری می گیرند (این آزمایش سه بار پی در پی تکرار میشود و حد متوسط آن را به دست می آورند).

در این قسمت حجم کل هوای خارج شده در طی بازدم سریع نیز اندازه گیری میشود و بدین طریق ظرفیت حیاتی سریع ($Forced\ Vital\ Capacity=FVC$) به دست می آید که در واقع در افراد طبیعی برابر با ظرفیت حیاتی است ولی در افرادی که مبتلا به ناراحتیهای انسدادی ریوی هستند این مقدار از ظرفیت حیاتی آنها است.

البته علاوه بر محاسبه بازدم سریع در ثانیه اول (FEV_1) بایستی آن را با ظرفیت حیاتی خود شخص مقایسه کرد و نتیجه را به صورت نسبت درصد ظرفیت حیاتی بیان نمود ($FEV_1\%FVC$).

روش آزمایش:

شخص مورد آزمایش روی یک چهار پایه در جلوی اسپیرومتر مینشیند، ابتدا بینی او را بسته و از او بخواهید با استفاده از قطعه دهانی یک دم عمیق انجام دهد و نفس خود را برای ۲-۱ ثانیه نگهدارد، سپس استوانه ثبات را به حرکت درآورده و از او بخواهید که با حداکثر فشار و سرعت ممکنه یک بازدم عمیق انجام دهد و تا آنجا که میتواند هوا را از ریه های خود خارج نماید. آنگاه دستگاه را خاموش کرده قطعه دهانی را از دهانش خارج نموده و گیره بینی را باز کنید. درجه حرارت آزمایشگاه را نیز یادداشت کنید.

روش محاسبه:

برای محاسبه بازدم سریع در یک ثانیه کافی است که خطی از نقطه شروع منحنی بازدم سریع (نقطه A) به محور زمان عمود کنید تا این محور را در نقطه B قطع کند. سپس از نقطه B به اندازه یک سانتیمتر که برابر با یک ثانیه است جدا کنید تا نقطه C به دست آید (سرعت چرخش استوانه ثبات طوری تنظیم شده که در مدت یک ثانیه باندازه یک سانتیمتر می چرخد)، حال از نقطه C یک خط به منحنی عمود نمائید تا منحنی را در نقطه D قطع کند. سپس از D خطی بر AB عمود کنید تا نقطه D1 به دست آید حال AD1 را از روی درجات تعیین شده کاغذ مخصوص اسپیرومتر بخوانید تا FEV_1 به دست آید. سپس با در نظر گرفتن درجه حرارت و استفاده از جدول ضریب تصحیح، آن را برای درجه حرارت بدن تصحیح کنید.

از روی منحنی فوق میتوان هوای خارج شده از ریه ها را در ۲ و ۳ ثانیه نیز تعیین نمود ولی معمولاً مقدار بازدم سریع در ثانیه اول ارزش بیشتری دارد.

سپس نسبت درصد FEV1 به ظرفیت حیاتی یعنی FEV1%FVC را به دست آورید. به عبارت دیگر در این آزمایش باید معلوم گردد که شخص با یک بازدم سریع در ع رض یک ثانیه چند درصد ظرفیت حیاتی خود را میتواند از ریه ها خارج کند.

به عنوان مثال اگر مقدار بازدم سریع شخص در یک ثانیه برابر با ۳۴۰۰ میلی لیتر و ظرفیت حیاتی او برابر با ۴۵۰۰ میلی لیتر باشد محاسبه به طریق زیر است:

$$\begin{array}{r} 100 \\ X = \frac{3400}{4500} \times 100 \end{array}$$

بازدم سریع در ثانیه % ظرفیت حیاتی (FEV%FVC) = $\frac{34}{45} \times 100$ چون در این آزمایش در واقع ظرفیت حیاتی در زمانهای مختلف اندازه گیری میشود، به همین دلیل آن را ظرفیت حیاتی زمانی (Timed Vital Capacity) نیز مینامند.

توضیح: اشخاص طبیعی قادرند در ظرف ثانیه اول لااقل ۸۰٪ و در عرض ۲ ثانیه حداقل ۹۰٪ و در طی ۳ ثانیه ۹۷٪ از ظرفیت حیاتی خود را با بازدم سریع از ریه ها خارج کنند. چنانچه مقدار بازدم سریع در ثانیه اول از ۷۵٪ کل ظرفیت حیاتی کمتر شود دلیل تنگ شدن مجاری تنفسی و در نتیجه افزایش مقاومت مجاری تنفسی بخصوص برونشیول ها است . و شخص ممکن است مبتلا به ناراحتی انسدادی ریه باشد . در این صورت یک داروی متسع کننده برونش به بیمار داده میشود و آزمایش بازدم سریع پس از نیم ساعت تکرار می گردد، چنانچه مقدار بازدم سریع تغییری نکرد دلیل بر یک ضایعه عضوی مانند آمفیزم است ولی اگر افزایش پیدا کرد و بحدود طبیعی رسید معلوم میشود که شخص مبتلا به یک ناراحتی فونکسیونل مانند آسم است که از آنجائیکه شخص هیچ گاه نمیتواند بیشتر از ظرفیت حیاتی خود هوا را از ریه خارج کند بنابر این مقدار بازدم سریع در ثانیه هرگز نمیتواند از صددرصد ظرفیت حیاتی بیشتر شود . در ضایعاتی مانند فیبروز ریه که غشاء حبابچه ای توسط بافت فیبری ضخیم میشود، حجم ریه کاهش یافته اما مقاومت مجاری تغییر نمی کند .

بنابراین مقدار بازدم سریع در ثانیه ممکن است از مقدار طبیعی هم بیشتر شده گاهی نیز تا صد در صد ظرفیت حیاتی نیز برسد، یا به عبارت دیگر ظرفیت حیاتی آنقدر کم میشود که شخص میتواند آنرا در عرض یک ثانیه از ریه ها خارج کند فیروز ریه نمونه ای از بیماری محدود کننده ریوی است (Restrictive Lung Disease)

ج- اندازه گیری حداکثر شدت جریان میان بازدمی یا Forced Expiratory Flow: در این آزمایش نیز از همان منحنی بازدم سریع در ثانیه استفاده میشود و منظر از حد اکثر شدت جریان میان بازدمی (MMEF) شدت جریان هوائی است که ۵۰٪ و وسط آزمایش بازدم سریع از ریه ها خارج میشود.

علت به کاربردن این پارامتر در این است که در قسمت ابتدائی منحنی ظرفیت تنفسی (FVC) به علت اینرسی اسپیرومتر و شک و تردید بیمار امکان خطا زیاد است همین طور بخش انتهائی منحنی نیز از لحاظ عملی اهمیت چندانی ندارد، لذا ۲۵٪ بخش ابتدائی و ۲۵٪ بخش انتهائی منحنی ظرفیت حیاتی را حذف کرده و فقط ۵۰٪ میانی آن به طریق زیر اندازه گیری می شود و به همین علت نام دیگر این پارامتر ۲۵-۷۵ FEF میباشد.

روش محاسبه:

برای به دست آوردن MMEF همان طوریکه ذکر شد از منحنی بازدم سریع در ثانیه استفاده میشود برای محاسبه این مقدار یک خط از شروع منحنی بازدم سریع بر محور زمان عمود کنید (خط AB) سپس با استفاده از خط کش مدرج خط AB را به چهار قسمت مساوی تقسیم نموده و یک دوم قسمت میانی خط AB را که قطعه DC میباشد مشخص نمائید که برابر با ۵۰ درصد وسط ظرفیت حیاتی است حال دو خط از دو نقطه C و D به منحنی بازدم سریع عمود کنید تا آن را در نقاط E و F قطع کند سپس از این دو نقطه، دو خط بر محور زمان عمود نمائید و بالاخره فاصله بین این دو خط را از روی محور زمان بر حسب ثانیه تعیین کنید،

زمان لازم برای خارج کردن ۵۰٪ وسط ظرفیت حیاتی را زمان میان بازدمی با MET می نامند.

باید متذکر شد که دستگاه اسپرومتر طوری تنظیم شده که سرعت آن برابر با ۱۰ میلیمتر در ثانیه میباشد، حال ظرفیت حیاتی را با استفاده از قسمت مدرج کاغذ مخصوص اسپرومتر بر حسب میلی لیتر تعیین کرده و در ضریب تصحیح ضرب نمائید تا MMEF را به دست آید.



$$\text{MMEF} = 1/2 \text{ VC} / \text{MET} \quad \text{میلی لیتر در ثانیه}$$

$$\text{VC} = \text{ظرفیت حیاتی بر حسب میلی لیتر}$$

$\text{MET} =$ زمان لازم برای خارج کردن نیمه وسطی حیاتی در هنگام یک بازدم سریع بر حسب ثانیه.



سپس نتیجه به دست آمده را با مقدار پیش بینی شده یا طبیعی که از روی جدول مخصوص به دست می آید مقایسه کرده و نتیجه را بر حسب نسبت درصد مقدار پیش بینی شده به دست آورید.

در این آزمایش اگر نتیجه به دست آمده بین ۸۰٪ تا ۱۲۰٪ باشد (یعنی ۲۰ + ۱۰۰ درصد مقدار پیش بینی شده) طبیعی تلقی می شود.



شکل ۴۳ - طرز محاسبه بازدم سریع در ثانیه اول

شکل ۴۲ - دیاگرام تغییرات حجم ریه در جریان تنفس عادی و در جریان دم و بازدم عمیق



شکل ۴۵ - اندازه گیری MMEF

شکل ۴۴ - سه نمونه از منحنی بازدم سریع در ثانیه، در حالات طبیعی، ناراحتی انسدادی و ناراحتی محدود کننده ریوی

نام و نام خانوادگی:

قد:

سن:

جنسیت:

درجه حرارت آزمایشگاه:

ضریب

تصحیح:

گزارش تست های تنفسی

نتایج طبیعی است یا غیر طبیعی	مقدار پیش بینی شده Predicted (طبیعی)	مقادیر بدست آمده بر حسب ml	حجم ها و ظرفیت های تنفسی
			هوای جاری = TV
			حجم ذخیره دمی = IRV
			حجم ذخیره بازدمی = ERV
			ظرفیت دمی = IC
			ظرفیت حیاتی - VC
			ظرفیت حیاتی % مقدار طبیعی VC%PVC
			ظرفیت کامل ریوی = TLC
			بازدم سریع در ثانیه اول = FEV1
			بازدم سریع در ثانیه % مقدار طبیعی FEV1%PFEV1
			بازدم سریع در ثانیه % ظرفیت حیاتی FEV1%FVC
			حداکثر شدت جریان میان بازدمی MMEF
			حداکثر شدت جریان میان بازدمی / مقدار طبیعی MMEF%PMMEF

Male
Height : 168 cm
Age : 20 years
PVC : 5050
PFEV₁ : 4185
PMMCF : 4721

MILLIMETERS OR
200 CALORIES PER HOUR

1Cm = 1 sec.

